

ANTICORPOS ANTI SS-B(La)

ANTI La

CBHPM 4.03.06.08-9

AMB 28.06.114-4

AMB 28.06.189-6/96

Sinonímia:

SS-B = Antígeno B da Síndrome de Sjögren.

La = Índice do paciente com antígeno SS-B. Anti-La.

La = Lane (Chama-se Lane por ter sido pela primeira vez detectado num paciente chamado Lane).

Fisiologia:

O Anticorpo anti SS-B detecta uma proteína com massa molecular = 50 kDa.

Material Biológico:

Soro.

Coleta:

1,0 ml de soro.

Armazenamento:

Refrigerar entre +2 a +8°C

Exames Afins:

FAN. Anti-RNP. Células LE.

Valor Normal: Hemaglutinação.

Negativo ou Não reagente	Título < 1/50
Positivo ou Reagente	Título ≥ 1/50

Valor Normal: ELISA.

Interpretação	Índice de Imunidade*
Reagente ou Positivo	> 1,10
"Borderline"	0,90 a 1,10
Não reagente ou Negativo	< 0,90

* Obtém-se pela relação:

$$II = \frac{DO_{paciente}}{DO_{cut-off}}$$

onde:

II = Índice de Imunidade

DO_{paciente} = Densidade óptica do paciente

DO_{cut-off} = Densidade óptica do cut-off

Obs.: Nos laudos de exames o Índice de Imunidade pode ser expresso em "UA" ou "AU" – "Unidades Arbitrárias" ou "Arbitrary Units".

Preparo do Paciente:

Jejum de 4 ou mais horas. Água *ad libitum*.

Método:

Hemaglutinação / ELISA.

Interpretação:

Útil no diagnóstico de doenças reumáticas, principalmente no Lúpus Eritematoso Sistêmico e na S. de Gougerot-Sjögren*.

Quando o anti-SS-B é positivo, o anti-SS-A também é positivo em 90 % dos casos, mas quando o anti-SS-A é positivo, o anti-SS-B também é positivo em apenas 25 % dos casos.

*Também chamada de S. de Mickulitz e de S. seca.

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com