

COMPLEMENTO C2

C2 COMPLEMENTO

CBHPM 4.03.06.69-0

AMB 28.06.199-3/96

Sinonímia:

Componente C2 do complemento.

Fisiologia:

Ver fisiologia completa no título Complemento Total.

Material Biológico:

Soro.

Coleta:

1 ml de soro.

Armazenamento:

Refrigerar entre +2 a +8°C por até 1 hora.

Congelar a -20°C após esse período.

Não estocar em freezer tipo frost-free.

Exames Afins:

Complemento total, Frações do Complemento.

Valor Normal:

Superior a 70 %.

Preparo do Paciente:

Jejum de 4 ou mais horas. Água *ad libitum*.

Método:

Imunohemólise radial.

Interpretação:

Deficiência: erro inato autossômico recessivo dos componentes do complemento, glomerulonefrite, LES, púrpura de Henoch-Schönlein, vasculite crônica, polimiosite.

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com