

HIV - QUALITATIVO

CBHPM 4.03.14.13-8

AMB 28.06.243-4/96

Sinonímia:

RNA-HIV Qualitativo PCR.

Material Biológico:

Plasma.

Coleta:

5,0 ml de sangue total em tubo estéril contendo gel separador e EDTA K₂ (dipotássico). Separar o plasma por centrifugação em no máximo 4 horas após a coleta. **Não abrir o tubo.**

Armazenamento:

Conservar entre +2 a +8°C. Transportar acondicionado em gelo. **Não abrir o tubo.**

Exames Afins:

HIV, Western Blot, CD3, CD4, CD8.

Valor Normal:

Negativo

Preparo do Paciente:

Jejum de 4 ou mais horas. Água *ad libitum*.

Interferentes:

Coleta, conservação e encaminhamento inadequados. Hemólise. Lipemia.

Método:

NASBA (Nucleic Acid Sequence Based Amplification).

Interpretação:

Útil para diagnosticar ou confirmar a presença do vírus nos casos em que o HIV 1 e 2 estão na zona cinzenta (resultado "borderline", "indefinido", "inconclusivo", "indeterminado" ou "duvidoso"), com Western Blot negativo ou indeterminado, nos casos de contágio recente.

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com