

# ANTICORPOS ANTI ESPERMATOZÓIDES

ANTI SÊMEN

---

CBHPM 4.03.09.30-4

AMB 28.02.001-4

AMB 28.02.007-3/92

## **Sinonímia:**

Anticorpos Anti-Esperma. Anticorpos Anti-Sêmen.

## **Material Biológico:**

Soro.

## **Coleta:**

1,0 ml de soro da mulher e/ou do homem.

## **Armazenamento:**

Resfriar entre +2 a +8°C ou congelar a amostra a -20°C. Não estocar em freezer tipo frost-free.

## **Exames Afins:**

Teste Immunobead. Teste da Reação Mista de Antiglobulina (MAR teste; MAR = **M**ixed **A**ntiglobulin **R**eaction). Espermograma. Teste de Simms Huhner. Teste pós-coital.

## **Valor Normal:**

Normal	Ausentes ou títulos até 1/10
--------	------------------------------

## **Preparo do Paciente:**

Jejum de 4 ou mais horas. Água *ad libitum*.

## **Método:**

IFI – Imunofluorescência Indireta

## **Interpretação:**

Útil na avaliação e diagnóstico de infertilidade conjugal.

Obs.: modernamente são mais recomendáveis os testes direto e indireto com Immunobeads e/ou o MAR teste direto e indireto para IgA e IgG.

## **Sitiografia:**

E-mail do autor: [ciriades@yahoo.com](mailto:ciriades@yahoo.com)