

ANTICORPOS ANTI FOSFATIDILSERINA

ANTI FOSFATIDILSERINA

Sinonímia:

Anti-fosfatidilserina IgG e/ou IgM.

Coleta/Material Biológico:

1 ml de soro.

Armazenamento:

Refrigerar a amostra entre +2 a +8°C

Exames Afins:

Anticoagulante lúpico. Anticorpos anti-cardiolipina.
Anticorpos anti- β -2 glicoproteína I.

Valor Normal:

IgG e/ou IgM	
Índice até 0,90	Não reagente
Índice de 0,90 a 1,10	"Borderline"
Índice acima de 1,10	Reagente

Preparo do Paciente:

Jejum de 4 ou mais horas. Água *ad libitum*.

Método:

Enzimaimunoensaio.

Interpretação:

Reagente na S. anti-fosfolípides, na trombose arterial ou venosa recorrente, trombofilia e nos abortos de repetição.

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com