

# ANTÍGENO p24

p24

---

## Material Biológico:

Soro.

## Coleta:

2,0 ml de soro.

## Armazenamento:

Refrigerar a amostra entre +2 a +8°C

## Exames Afins:

HIV, PCR para HIV, Western Blot.

## Valor Normal:

Teste	Negativo
Relação P/N	Inferior a 2,0

Obs.:

P = D.O. do paciente

N = D.O. do "pool" normal

O teste é considerado Positivo quando a D.O. do paciente é, ao menos, o dobro da D.O. do "pool" normal.

## Preparo do Paciente:

Jejum de 4 ou mais horas. Água *ad libitum*.

## Método:

Enzimaimunoensaio.

## Interpretação:

O teste é útil na determinação precoce da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), mais especificamente da fração protéica p24 do vírus HIV.

## Sitiografia:

E-mail do autor: [ciriades@yahoo.com](mailto:ciriades@yahoo.com)