

# CULTURA DE LIQUOR

CULTURA DE LCR

---

CBHPM 4.03.10.12-4

AMB 28.10.058-1

## **Sinonímia:**

Cultura de LCR. Cultura de Líquido Cefalorraquidiano.

## **Material Biológico:**

Liquor.

## **Coleta:**

Desinfetar o local da punção líquórica com anti-séptico iodado. Esperar secar. De preferência coletar a amostra de liquor em dois tubos separados: um para a bacteriologia e outro para o exame citológico e bioquímico. (Usar para a cultura, o primeiro tubo coletado que costuma vir com elementos sanguíneos e celulares acidentais derivados da própria punção.)

## **VOLUMES MÍNIMOS DE LIQUOR:**

Pesquisa de bactérias = 1,0 ml

Pesquisa de fungos = 2,0 ml

Pesquisa de BAAR = 2,0 ml

Pesquisa de vírus = 1,0 ml

## **Armazenamento:**

Bactérias, BAAR e Fungos: até 24 horas à temperatura ambiente.

Vírus: até 72 horas, refrigerado entre +2 e +8°C

## **Sitiografia:**

E-mail do autor: [ciriades@yahoo.com](mailto:ciriades@yahoo.com)