

ISOAGLUTININAS

ISOHEMOAGLUTININAS

CBHPM 4.03.04.02-7

Sinonímia:

Isoaglutininas naturais Anti-A e Anti-B.
Isohemoaglutininas. Anticorpos anti-A e anti-B.

Material Biológico:

Soro.

Coleta:

1,0 ml de soro.

Armazenamento:

Congelar a amostra a -20°C .
Não estocar em freezer tipo frost-free.

Exames Afins:

Imunoglobulinas, Imunoelektroforese.

Valor Normal:

Reagente (normal)	Superior a 1/4
Não reagente	Igual ou inferior a 1/4

Preparo do Paciente:

Jejum não necessário.

Método:

Hemaglutinação ativa.

Interpretação:

Teste útil na avaliação da imunidade humoral.
Pesquisa a presença de anticorpos Anti-A e/ou Anti-B em pacientes O, A e B.

Sitiografia:

E-mail do autor: ciriades@yahoo.com